



AZ SINT-ELISABETH ZOTTEGEM

INSTRUCTIES VOOR STAALAFNAME - BIOPSIE

ANDERE

Uitvoerfrequentie

Iedere werkdag (maandag tem vrijdag, behalve op feestdagen).

Antwoordtijd - algemeen

- Endoscopische biopten die voor 17u in het labo anatomo-pathologie toekomen (stalenkast, buizenpost) : binnen de 3 werkdagen.
- Huidbiopten die voor 17u in het labo anatomo-pathologie toekomen (stalenkast, buizenpost) : binnen de 4 werkdagen.
- Chirurgische resecties, die volledig, voor 16.30u op de dag van afname door de logistieke dienst naar het labo anatomo-pathologie worden gebracht : binnen de 5 werkdagen.
- Chirurgische resecties, die de dag na afname door de logistieke dienst naar het labo anatomo-pathologie worden gebracht : binnen de 6 werkdagen.
- Arteria temporalisbiopsie die voor 16.30u in het labo anatomo-pathologie toekomt (stalenkast, buizenpost) : resultaat de volgende werkdag.

Opmerking

De antwoordtijd kan oplopen indien bijkomend moleculair pathologisch onderzoek en/of bijkomend overleg (consult) nodig is.

Indien dit een afgedrukt document is, controleer <http://www.sezz.be> voor recentste versie.

instructies voor staalafname-biopsie-andere versie mei 2015

Instructies voor staalafname

Behalve de bipten/resecties die vers moeten afgeleverd worden (functionele spierbiopsie, functionele zenuwbiopsie, lymfeklier met vermoeden van lymfoma, chirurgische resecties met een tumor waarvan de diagnose nog onbekend is, vriescoupes, verse bipten op speciale vraag van patholoog), moeten alle andere bipten/resecties onmiddellijk na afname worden gefixeerd in neutraal gebufferde formaldehyde 4 %, in een recipiënt dat aangepast is aan de grootte van het biopt/resectie.

Neem een recipiënt dat in volume minstens 3 x zo groot is als de biopsie/resectie en giet neutraal gebufferde formaldehyde 4 % erop tot het fragment minstens volledig is ondergedompeld, liefst met nog wat extra neutraal gebufferde formaldehyde 4 % erbovenop.

Sluit het deksel goed, om lekken van formol te vermijden.

Zet de recipiënten altijd goed rechtop tijdens transport.

Indien het staal met de buizenpost wordt verstuurd, plaats dan het biopsiepotje met goed gesloten deksel in een plasticzakje. Het bijhorende aanvraagformulier buiten het zakje in dezelfde buis plaatsen. Eventueel een mousse in de resterende lege ruimte van de buis plaatsen.

Zet de recipiënten altijd goed rechtop in de stalenkast van anatomo-pathologie.

Op elk recipiënt een identificatieklever van de patiënt kleven, met nummering van de potjes indien er meer dan 1 potje van dezelfde patiënt is.

Aanvraagformulier

Zie rubriek Aanvraagformulieren.

Vermeld op elk aanvraagformulier dezelfde nummering als de nummering van de potjes, met bij elk nummer het soort staal.

Indien dit een afgedrukt document is, controleer <http://www.sezz.be> voor recentste versie.

instructies voor staalafname-biopsie-andere versie mei 2015