



INSTRUCTIES VOOR STAALAFNAME – BIOPSIE

LYMFEKLIER EBUS

Uitvoerfrequentie

Iedere werkdag (maandag tem vrijdag, behalve op feestdagen).

Antwoordtijd

Indien het staal op de dag van afname voor 17u in de stalenkast van het labo anatomopathologie wordt gezet : binnen de 3 werkdagen.

Indien het staal op de dag van afname na 17u in de stalenkast van het labo anatomopathologie wordt gezet : binnen de 4 werkdagen.

Instructies voor staalafname

Weefselsliertjes en vocht van 1 zelfde klierstation rechtstreeks in een buis met cytolyt (= fijne cilindrische buis, gevuld met cytolyt) opvangen.

Neem voor ieder klierstation een andere buis.

Vermeld op iedere buis de naam van het klierstation en kleef op iedere buis een etiket van de patiënt.

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier voor longpathologie, met etiket volledige patiëntengegevens, aanvrager en handtekening aanvrager.

Zorg altijd voor goede klinische informatie en specificeer de vraagstelling.

Indien dit een afgedrukt document is, controleer <http://www.sezz.be> voor recentste versie.

instructies voor staalafname-biopsie-lymfeklier ebus versie mei 2015

Indien mogelijk, vermeld reeds op voorhand op het aanvraagformulier, indien u bijkomende EGFR-kleuring, EGFR-mutatie analyse, FISH-analyse voor ALK (2p23) rearrangement wenst.

Indien dit een afgedrukt document is, controleer <http://www.sezz.be> voor recentste versie.

instructies voor staalafname-biopsie-lymfeklier ebus versie mei 2015