



AZ SINT-ELISABETH ZOTTEGEM

## INSTRUCTIES VOOR STAALAFNAME - CYTOLOGIE

BRONCHUSASPIRAAT/SPOELING, SPUTUM, BRONCHUSBRUSHING,  
GALWEGENBRUSHING, PUNCTIECYTOLOGIE SCHILDKLIER,  
LYMFEKLIJEREN, SPEEKSELKLIER

### *Uitvoerfrequentie*

Iedere werkdag (maandag tem vrijdag, behalve op feestdagen).

### *Antwoordtijd*

Binnen de 3 werkdagen na afgifte van staal op labo anatomo-pathologie.

### *Instructies voor staalafname*

Bij afname, deze stalen rechtstreeks opvangen in een cilindrische buis met cytolyt (= fijne cilindrische buis, gevuld met cytolyt) opvangen.

Bij bronchusbrushing en galwegenbrushing : de brush zo snel mogelijk na afname afknippen met kniptang, en onmiddellijk deponeren in een cilindrische buis met cytolyt (= fijne cilindrische buis, gevuld met cytolyt).

Kleef op elke buis het etiket van de patiënt en vermeld de aard van het staal op elk etiket vb. bronchusaspiraats, bronchusbrushing.

Indien dit een afgedrukt document is, controleer <http://www.sezz.be> voor recentste versie.

*instructies voor staalafname-cytologie-bronchusaspiraats-poeling, sputum, bronchusbrushing, galwegenbrushing, punctiecytologie schildklier, lymfeklieren, speekselklier versie mei 2015*

### *Aanvraagformulier*

Aanvraagformulier voor longpathologie voor bronchusaspiraats, bronchusbrushing.

Voor de overige cytologie : klassiek aanvraagformulier voor biopsie/cytologie, met etiket volledige patiëntengegevens, aanvrager en handtekening aanvrager.

Zorg altijd voor goede klinische informatie.

Indien dit een afgedrukt document is, controleer <http://www.sezz.be> voor recentste versie.

*instructies voor staalafname-cytologie-bronchusaspiraatspoeling, sputum, bronchusbrushing, galwegenbrushing, punctiecytologie schildklier, lymfeklieren, speekselklier versie mei 2015*