



INSTRUCTIES VOOR STAALAFNAME - CYTOLOGIE

TEPELVOCHT

Uitvoerfrequentie

Iedere werkdag (maandag tem vrijdag, behalve op feestdagen).

Antwoordtijd

Volgende werkdag na afgifte van staal op labo anatomo-pathologie.

Instructies voor staalafname

Na uitstrijken van het vocht op 1 of 2 draagglasjes, moeten de glaasjes onmiddellijk in een cilindrische buis met cytolyt-fixator worden gebracht. Indien de glaasjes niet helemaal tot in de fixator kunnen worden geschoven, doe het dopje van de buis dicht en schud voorzichtig even met de buis, zodat de cytolytvlloeistof het glaasje of de glaasjes even volledig heeft overspoeld.

Breng dan de cytolytbuis zo snel mogelijk naar het labo anatomo-pathologie.

Aanvraagformulier

Klassiek aanvraagformulier voor biopsie/cytologie, met etiket volledige patiëntengegevens, aanvrager en handtekening aanvrager.

Zorg altijd voor goede klinische informatie.

Indien dit een afgedrukt document is, controleer <http://www.sezz.be> voor recentste versie.

instructies voor staalafname-cytologie-tepelvocht.docx versie sept 2016